



Prueba de detección del cáncer colorrectal que es más fácil de tolerar

# InSure® FIT™ facilita la detección del cáncer colorrectal.




Obtenga InSure® FIT™ de su médico




Use una de las bolsas de desechos proporcionadas para deshacerse del papel higiénico usado




Pase el cepillo suavemente sobre la superficie de las heces de la primera deposición durante unos 5 segundos



Aplique una MUESTRA DEL AGUA DEL INODORO de la primera deposición en la tarjeta de prueba



Repita los pasos para la segunda deposición



Envíe por correo o devuelva la tarjeta de prueba completa

Cuando realice la prueba, consulte las instrucciones de uso para el paciente de InSure® FIT™.

NOTAS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PREVENCIÓN

